

Vergoeding:

HandyOff wordt door de zorgverzekeraar 100% vergoed mits het gebruik van HandyOff de inzet van wijkzorg vervangt of voorkomt. Uw steunkousenleverancier kan voor u het declaratietraject bij de zorgverzekering verzorgen.

Belangrijke informatie:

Garantie voorwaarden:

U heeft tot een jaar na datum van aankoop garantie tegen gebreken als gevolg van materiaal- en of fabricagefouten. Uw steunkousenleverancier kan u hier over informeren.

Reinigingsvoorschrift:

Reinigt u HandyOff regelmatig met een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel, daarna goed afspoelen en afdrogen.


Off Hoesje: Kan vervangen worden. Vraag uw leverancier.

Let op: wanneer u een open wond heeft aan uw been is het beter HandyOff niet te gebruiken.

HandyOff

Heeft u een vraag of opmerking? Wij staan graag voor u klaar!

De algemene voorwaarden vindt u op handylegs.com/algemene-voorwaarden
Deze kunt u tevens bij ons opvragen.

Versie 2017-02 

Contact gegevens:

HandyLegs BV
Pruisenbergen 3 - 1251 CH Laren
T: 035 69 22 875 - F: 035 69 22 876
E: info@handylegs.com
W: www.handylegs.com

HandyOff

Dé handige hulp bij het uittrekken van uw steunkousen!



Uw leverancier:

Distributeur BENELUX:


proflebo
CARE SOLUTIONS, GOOD LIFE

Lage Weide 5
7231 NN Warnsveld
T +31 (0)575 725999
F +31 (0)575 743009
E info@proflebo.nl
W proflebo.com

HANDY
LEGS



1

Vouw de kous tot halverwege de kuit naar onderen.



2

Steek de Off lepel schuin naar achteren in, tussen kous en been.



3

Duw de kous met HandyOff **onder** de hiel door richting de tenen.



4

Duw de kous met HandyOff naar voren totdat deze uit is.

Veel gestelde vragen:

- ?** Het is lastig de steunkous over de hiel te krijgen. Wat nu?

A U kunt gebruik maken van een glijzak, daardoor zal de steunkous makkelijker over de hiel glijden. Uw steunkousenleverancier kan u hierover informeren.
- ?** Kunt u HandyOff gebruiken om de steunkous mee aan te trekken?

A Wanneer u steunkousen heeft met open teen en u gebruik maakt van een glijzak bij het aantrekken, kunt u de groene lepel van HandyOff gebruiken om de glijzak uit de steunkous te trekken.

Met HandyOff trekt u kousen in een handomdraai zelf uit!



Bezoek onze website voor onze instructiefilms:

www.handylegs.com